


**Внешний сенсор загазованности с открытым протоколом MODBUS для обнаружения угарного газа CO: SGW CO 0NX M**



**Рис.1 SGWCO0NXM:** сенсор загазованности CO.

Диапазон измерений: 0... 500 ppm.

Предназначен для установки в зонах, классифицированных как не взрывоопасные.

**Описание:**

**A** настройка диапазона шкалы: **SPAN**

**B** коннектор для настройки

**C** светодиод **LED**

**D** коннектор для подключения съемного чувствительного элемента

**E** съемный терминал (выход 4..20 mA)

3: +V=                  2: выход (**OUT**)                  1: **GND**

**F** красный/зеленый светодиод: статус состояния сенсора

**G** не используется

**H** настройка номера сенсора; поворотный переключатель: **R-H**: настройка единиц

**L-H**: настройка десятков

**L** дип-переключатель: настройка данных сенсора

**M** красный светодиод: не используется

**N** желтый светодиод: ошибка


**O** зеленый светодиод: нормальная работа

**P** кнопка перезапуска

**Q** терминал связи

## Установка

Прибор необходимо устанавливать чувствительным элементом вниз, это обеспечивает защиту сенсора от проникновения влаги и пыли (см. рис).




**Рис.2:** Правильная установка сенсора

При проектировании расположения системы учитывайте такие факторы, как:

- Вес газа (легче или тяжелее, чем воздух)
- Скорость газа (поток)
- Наличие дверей, окон, конфигурация и высота потолка, вытяжка
- Тип помещения

Время срабатывания сенсора напрямую связано с расположением сенсоров в помещении, и типом газа для обнаружения.

Более того, сенсор на **CO** вешается на высоте **1.5-1.8 м** от пола, на уровне головы, поскольку угарный газ по весу приблизительно равен массе воздуха.



**Рис.3** Установка сенсора

## Электрическое подсоединение

Электрическое подключение прибора должно осуществляться через блок связи **Q** с интерфейсом Modbus в соответствии со схемой подключения, **рис.4.**

Сенсор запитывается на 12..24В (**вход 4-5**). Серийный выход **RS485** (**вход 2-3**) используется для подключения сенсоров к блоку контроля. Каждый сенсор определяется по номеру, который задается на каждом сенсоре с помощью поворотных переключателей **H** и **I**. Сенсоры могут иметь не последовательную нумерацию, но не должны иметь один и тот же номер. За более подробной информацией обратитесь к инструкции, прилагаемой к блоку контроля.

Чтобы правильно осуществить электрическое соединение, ознакомьтесь с **рис. 4.**


### Замыкающий резистор цепи 120 Ом

На концах цепи на **RS485 bus** ( те, которые закольцовывают оба конца цепи системы **RS485**, см. пример на **рис.5** и **рис.6**) должны быть активированы внутренние оконечные резисторы на **120 Ом**. Резистор активируется с помощью дип-переключателя **L**.

Не активируйте более двух резисторов на одной системе.

#### Внимание!

- изучите руководство пользователя к блоку контроля для выбора необходимого кабеля для подключения по линии **RS485**.
- установка данного устройства должна производиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими техническими требованиями и стандартами
- перед выполнением установки платы убедитесь, что система обесточена
- вся полнота ответственности за безопасность системы лежит на персонале, который осуществляет монтаж и электрическое подсоединение системы в соответствии с местными требованиями и действующими стандартами.



**Рис.4:** электрическое подключение

Электрическое соединение осуществляется в помощь четырехжильного экранированного кабеля с минимальным сечением жилы  $0,5 \text{ мм}^2$  (витая пара).

Возможно расположение кабеля шины RS485 и кабеля питания в разных каналах, при этом:


- кабель шины RS485 - витая пара  $2*0,5 \text{ мм}^2$  экранированный ( марка кабеля КИПЭВ или аналог),
- кабель питания -  $2*1,5 \text{ мм}^2$ .

Окончательное сечение кабеля рассчитывается в зависимости от длины трассы и потери напряжения.

**ВАЖНО:** Питание сенсора от источника 24Vdc помогает существенно уменьшить сечение провода.



**Рис.5 Пример активирования резистора: Блок контроля-сенсор**



**Рис.6 Пример активирования резистора: сенсор-сенсор**

### Регистр и таблица ошибок:

4xxxx РЕГИСТР	Описание	Диапазон	Значение	Бит	R/W	Функция ModBus
40000	Тест	Не используется	0	2	R	3
40001	Версия ПО	0x000..0xFFFF 0xFFFF=E2 Error	MsWord (Big Endian)	2	R	3
40002		0x000..0xFFFF 0xFFFF=E2 Error	LsWord (Big Endian)	2		
40003	Имя устройства (по умолчанию)	0x000..0xFFFF 0xFFFF=E2 Error	0x49 (I) 0x4D(M) (Big Endian)	2	R/W	3, 6
40004		0x000..0xFFFF 0xFFFF=E2 Error	0x42 (B) 0x30(0) (Big Endian)	2		
40005	Соединение	Не используется	0	2	R	3
40006	Адрес	Не используется	0	2	R	3
40007	Сенсор газа	0..9999 0xFFFF=E2 Error	Unit=Day (день)	2	R/W	3, 6
40008	Тип газа	0x00..0x03	0x00=CH4 (метан) 0x11=GPL (сжиженный газ) 0x01=CO (угарный газ) 0x10 (пары бензина)	1	R	3
40009	Красный светодиод	0..1..2	0=Нет аварии 1=Предупреждение 2=Авария	1	R/W	3, 6
40010	Ошибка материнской платы	0..1	0=Нормальная работа 1=Ошибка	1	R	3
40011	Уровень газа в ADC	0..4095	0=0,8 Vcc=0%LEL, ppm 4095=4,0 Vcc=100%LEL, ppm	2	R	3
40012	Подача напряжения на материнскую плату	0..4095	0=0,0 Vcc 4095=5,0 Vcc	1	R	3
40013	Полная шкала	0..1	0=100% 1=50%	1	R	3

Error	Описание	Бит
0x01	ILLEGAL_FUNCTION=Функция не распознана	1
0x02	ILLEGAL_DATA_ADDR=Полученный адрес не верный	1
0x03	ILLEGAL_DATA_VALUE=Полученное значение в поле данных не верное	1
0xFF	ILLEGAL_CRC_VALUE=Адрес CRC не верный	1

Crc	Описание	Бит
0x0000 0xFFFF	Порядок бит в CRC в little-Endian. Tx устройства перед малым значением байта, затем высокий байт	2


## Коммуникация

- Канал связи: RS485
- Параметры: 19200, 8, N, 1.
- Протокол: Modbus (см. [www.modbus.org](http://www.modbus.org))
- CRC это 16 битный (2 бита) сигнал от 0 x 0000 до 0 x FFFF
- CRC команда распознается как 'Little-Endian', т.е. От младшего байта в старшему.
- Минимальное время реагирования на команду от ведущего устройства к подчиненному составляет 250мс.
- Для получения большей информации о регистрах, см. табл. Данных регистра.
- Более подробная информация о работе протокола Modbus см. официальный сайт [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

## Настройка


### Настройка DIP-переключателей

Сенсор оснащена 4 DIP-переключателями (рис.1). Крайний, 4-й dip-переключатель отвечает за активацию/ дезактивацию резистора на 120 Ом. В комплект поставки для переключения dip-переключателей идет специальный ключ для настройки.




## **Настройка платы под тип газа:**


Переключатель 1 и 2 позволяют подстроить плату под тип газа сенсора, на который она устанавливается:




Метан



Сжиженный газ




Пары бензина



Угарный газ

## **Настройка шкалы**


Переключатель под номером 3 предназначен для настройки шкалы сенсора:



Полная шкала:

100% НКПР (CH4, GPL, пары бензина)

500 ppm (угарный газ)




Полная шкала:

50% НКПР (CH4, GPL, пары бензина)


250 ppm (угарный газ)

## **Настройка резистора цепи (120 Ом).**

Переключатель под номером 4 позволяет активировать/дезактивировать конечный резистор на 120 Ом. Резистор активируется только, если устройство является конечным (крайним) элементом в шлейфе **BUS**. Не активируйте более двух резисторов в системе (см. Рис. 5 и 6).



Активирован



Дезактивирован

## **Внимание!**

Заводская настройка сенсоров предполагает уже переключатели 1,2,3 включенными в соответствии с типом газа, который распознает сенсор. Не рекомендуется менять настройку этих переключателей — неверная настройка может привести к выходу из строя сенсора.

**Переключатель 1 — Настройка типа газа**

**Не менять!**

**Переключатель 2 — Настройка типа газа**

**Не менять!**

**Переключатель 3 — Настройка диапазона шкалы**

**Не менять!**

**Переключатель 4 — Настройка конечного резистора (120 Ом).**

Позволяет включить либо выключить конечный резистор на 120 Ом.

## **Настройка поворотного переключателя**

Плата Modbus оснащена двумя поворотными переключателями (A и B на рис.1), вращение можно осуществить с помощью отвертки. Поворотный переключатель предназначен для присвоения сенсору в системе номера, который будет распознаваться блоком контроля.

Переключатель A:

Установка единиц от 0-9.

Переключатель B:

Установка десятков от 0-9.

Пример:

**Устанавливаем на переключателе A: 2**

**На переключателе B: 1**

Получаем номер сенсора: **12**

### **Внимание!**

*Один и тот же номер нельзя присваивать разным сенсорам, подключенным к системе RS485.*

*Номера выставляются: от 01 до 32.*

## **Работа**

Данный сенсор определяет концентрацию угарного газа (CO) с тремя выходными каналами на 4.0 — 20.0 мА.

Сенсор состоит из защитного пластикового корпуса, в котором расположены электросхема и чувствительный элемент, который защищен специальным фильтром, закрепленным в нижней части корпуса (в соответствии с инструкцией по сборке).

Сам чувствительный элемент на угарный газ является электрохимической чувствительной ячейкой, которая также чувствительна к содержанию ацетилена, водорода и окиси азота, поэтому пользователь должен учитывать эффект перекрестной чувствительности сенсора к другим газам.

Фаза стабилизации начинается сразу после подключения питания к сенсору. Определить, что сенсор запитывается можно по световому индикатору, который загорится красным, F. В ходе фазы стабилизации сенсор не может определять концентрацию газа. После окончания фазы стабилизации световой индикатор загорится зеленым, что будет означать, что сенсор готов к работе.

Сенсор имеет встроенный микропроцессор, который постоянно проверяет работу и заряд электрохимической ячейки. В различных ситуациях он передает сигналы, в результате чего срабатывает световой индикатор С:

**Постоянно горящий красный светодиод (около минуты):** обозначает фазу разогрева сенсора (только при включении).

**Мигающий красный:** обозначает, что сенсор вышел из строя, его необходимо заменить.

**Горящий зеленый:** сенсор работает исправно.

**Светодиод не горит:** ошибка работы сенсора.

### **Внимание!**

*Обратите внимание, что корректно сенсор работает только при наличии кислорода O2. Поэтому чтобы сенсор правильно давал показания, необходимо убедиться, что содержание кислорода соответствует атмосферному (20,9% объема).*

*Как при нормальной работе, так и при обслуживании сенсоров необходимо учитывать эффект перекрестной чувствительности прибора. В случае вопросов, обращайтесь к поставщику оборудования.*

## **Концентрация — соотношение**

Сенсор способен «преобразовывать» уровень концентрации газа в соответствующий импульс тока, который поступает на блок контроля.


Преимущество такой характеристики в том, что она обеспечивает большую защиту от воздействия внешних факторов, а также учитывает погрешность степени защиты электрического кабеля.

Необходимое соотношение концентрации газа и значением электрического импульса указано в графике ниже.

Ошибка: в случае, когда чувствительный элемент в сенсоре поврежден, система распознает ошибку, значение которой будет равно 2 мА.

Благодаря такой характеристике возможно понять в каком случае ошибка поступает от чувствительного элемента, а в каком ошибка в электрическом подсоединении, что на блоке контроля определяется как 0 мА. Другими словами, данная характеристика обеспечивает детальную диагностику неисправности сенсора, что облегчает решение проблемы.

Избыточная концентрация: в случае, когда концентрация газа превышает допустимый порог, на блок поступает сигнал 22 мА. Это позволяет сенсору передать на блок обнаружение загазованности.



В таблице приведено соотношение концентрации газа (ppm) и выходным сигналом (mA).

ppm	Выход, мА
Ошибка электрического соединения	0.0
Ошибка сенсора	2.0
0	4.0
125	8.0
250	12.0
500	20.0
Избыточная концентрация (>500 ppm)	22.0

**Таблица 1**

### **Внимание!**

На блок поступит как сигнал об ошибке, так и сигнал об избыточной концентрации газа.

### **Обслуживание**

Периодическая поверка:

для контроля исправной работы сенсора необходимо проводить периодическую поверку сенсора каждые 6 месяцев в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

В случае, когда процедура завершена некорректно, необходимо перезапустить нормальную работу сенсора в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

В обоих случаях обязательно подавать газ на сенсор с помощью специального калибровочного набора.

Нормальные операции по обслуживанию (кроме периодической поверки и калибровки, описанных в параграфе «Проверка») сенсоров заключаются в следующих действиях:

- Определите тип газа и концентрацию токсичных смесей, как SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO и H<sub>2</sub>S, которые могут постоянно воздействовать на сенсор и вывести его из строя.
- Осмотрите каждый прибор и состояние его компонентов
- Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи, нагара, конденсата, которые могут влиять на корректную работу сенсора.
- Осмотрите, чтобы все соединения были в нормальном состоянии
- Осмотрите корпус сенсора на наличие повреждений и т.п.


Лицо, ответственное за управление системой контроля загазованности несет обязательство осуществлять все необходимые периодические проверки и контроль исправности системы в соответствии с нормами и стандартами.

Временной интервал между поверкой и калибровкой должен определяться пользователем в соответствии с требованиями, применяемыми в каждой стране. Тем не менее, этот срок регламентирован как минимум:

- каждые три месяца для систем, установленных в зонах, классифицированных как зона 1 по уровню степени загрязненности.
- каждые шесть месяцев — для систем, установленных в зонах, классифицированных как зона 2 по уровню степени загрязненности.

### **Внимание!**

Обратите внимание, что угарный газ (CO) является токсичным газом, поэтому необходимо предусмотреть безопасные условия работы для персонала, который работает в помещении и обслуживает его.



**Рис.7 Испытание сенсора с использованием газовых смесей**

### **Настройка**

Сенсор не требует никакой настройки, кроме периодического обслуживания (проверки и проверки), как описано в параграфе «Проверка».

### **Проверка**

Периодическая поверка сенсора предназначена для контроля его эффективной работы, а также контроля точности его показаний.

Когда поверка проведена верно, никакой дальнейшей настройки не требуется.

Проверка сенсора проходит следующим образом: на сенсор подается газ с известной концентрацией из сертифицированного баллона при условиях, приведенных в инструкции ниже. Сенсор определяет концентрацию газа и рассчитывает значение **Span**, она должна соответствовать концентрации баллона, при этом напряжение тока, определяемое мультиметром, также должно соответствовать Таблице 1, приведенной в параграфе **Концентрация — соотношение**.

#### Предварительные действия:

Прежде чем начать замер значения **Span**, подключите вольтметр **VDC** с автоматической полной шкалой к клеммам сенсора **JT2(-)** и **JT1(+)**, как показано на **рис. 7**.

#### **Внимание!**

Сенсор должен работать минимум 48 часов на свежем воздухе.

#### Определение значения **Span**:

- Сенсор должен работать минимум 48 часов на свежем воздухе.

a. Убедитесь, что без подачи газа на сенсор, вольтметр показывает значение напряжения 0 Вольт.

b. С помощью специального адаптера подать газ на сенсор, как показано на **рис. 7**. Газ должен храниться в баллоне с сертифицированной концентрацией (рекомендуется **200 ppm**).

Скорость потока газа на сенсор должна быть равна **0.2 л/мин** в течение всего теста.

Положение сенсора при подачи газа – строго вертикально.

С момента подачи газа на сенсор, напряжение тока на мультиметре будет постепенно увеличиваться до стабилизации, а после примерно 4 минут будет равно необходимому значению.

c. Рассчитайте значение **Span** по схеме:

$$V_{Span}(y) = 3.8 \times C_{Ly} (\text{известная концентрация}) \text{ ppm} / 500 \text{ ppm}$$

Где: **C<sub>Ly</sub>** - известная концентрация: концентрация поверочного газа, поступающего с помощью адаптера на сенсор. Данные о проверочном газе содержатся в сертификате к баллону.

d. Значение напряжения может отличаться от значения рассчитанного по формуле в пределах **±0.3 V**.

e. Убедитесь, что значение концентрации на блоке контроля равняется значению поверочного газа, и не превышает порог **±10ppm**.

В случае, если значение, определяемое сенсором не равно значению поверочного газа, и /или не совпадает с расчетом по формуле, необходимо откалибровать значение **Span**, как указано в следующем параграфе.

#### **Калибровка (настройка)**

Термин калибровка относится к процедуре настройки значения **Span**, которое настраивается с помощью специального инструмента, который задает через блок контроля выходное значение напряжения в пределах заданной шкалы.

Все погрешности учитываются, и никак не отображаются на работе сенсора, поскольку калибруется прибор расчетом из двух значений - Ноль и **Span** (Диапазон шкалы).

#### **Внимание!**

**Сенсор должен работать минимум 48 часов в помещении с чистым воздухом.**

#### Предварительные действия:

Прежде чем приступить к калибровке сенсора, подключите вольтметр **VDC** с автоматической полной шкалой к клеммам сенсора **JT2(-)** и **JT1(+)**, как показано на **рис. 7**.

#### **Калибровка значения **Span**:**

a. Убедитесь, что без подачи газа на сенсор, вольтметр показывает значение напряжения 0 Вольт.

b. С помощью специального адаптера подать газ на сенсор, как показано на **рис. 7**. Газ должен храниться в баллоне с сертифицированной концентрацией (рекомендуется **200 ppm**).

Скорость потока газа на сенсор должна быть равна **0.2 л/мин** в течение всего теста.

С момента подачи газа на сенсор, напряжение тока на мультиметре будет постепенно увеличиваться до стабилизации, а после примерно 4 минут будет равно необходимому значению.

**c.** Рассчитайте значение **Span** по схеме:

$$V_{Span}(v) = 3.8 \times C_{Ly} \text{ известная концентрация (ppm)} / 500 \text{ ppm}$$

Где: **C<sub>Ly</sub>** - известная концентрация: концентрация поверочного газа, поступающего с помощью адаптера на сенсор. Данные о проверочном газе содержатся в сертификате к баллону.

**e.** Подстройте тrimmer **Span** (**A** на рис.1) пока значение напряжения на вольтметре не будет равно значению, рассчитанному в п. **d**.

Если процедура не удалась, выдержите прибор на воздухе, а затем повторите шаги, начиная с п.а.

**f.** Убедитесь, что сенсор передал на блок контроля концентрацию (в ppm), равную концентрации поверочного газа в пределах допустимой погрешности  $\pm 10\text{ppm}$ .

**g.** Закрепите крышку сенсора и зафиксируйте ее винтами, так, чтобы она герметично прилегала к базовой части сенсора.

### **Внимание!**

- Этот шаг можно повторять необходимое количество раз прежде, чем завершить калибровку.
- Настоятельно рекомендуется проводить проверку после калибровки, чтобы избежать дальнейших проблем в работе сенсора.
- Если значение Span (диапазон шкалы) или Zero (ноль) не соответствует необходимым показателям после проверки, сенсор будет считаться неисправным, его необходимо передать продавцу на ремонт/замену.

### **Внимание!**

Рекомендуется использовать угарный газ (CO) газ с концентрацией 200 ppm.

Не проводите тест с концентрированным газом. Поверочный газ должен поставляться только в сертифицированных баллонах смеси газа с кислородом.

Для проведения теста необходимо аккуратно снять крышку прибора, при соблюдении всех требований по безопасности.

Когда необходимо выключить прибор, для проведения его обслуживания/ поверки, необходимо активировать запасную систему контроля безопасности.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения поверки сенсоров могут включать в себя обеспечение большей вентиляции помещения — систем принудительного вентилирования.

Прежде чем приступать к обслуживанию прибора, убедитесь в отсутствии в помещении токсичных газов:

**a.** аккуратно снимите крышку прибора

**b.** проведите калибровку/ поверку сенсора

**c.** только удостоверившись в исправной работе сенсора закрепите крышку прибора с помощью винтов на базовой части корпуса.

Работы по обслуживанию никак не должны отражаться на снижении контроля безопасности на объекте. В случае сомнения, обратитесь к продавцу.

Никогда не проводите работы по обслуживанию приборов, если вы не уверены в том, что помещение безопасно.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификацию на проведение работ, а также несет ответственность за надлежащее исполнение функций по обеспечению безопасности на объекте.

Настоятельно рекомендуется перед эксплуатацией системы контроля безопасности удостовериться, что организация работы соответствует всем требованиям и нормам страны.

## Условия работы

Данный сенсор предназначен для определения концентрации угарного газа в помещении. В таблице ниже приведены данные о перекрестной чувствительности сенсора, что может повлиять на показания сенсора.

	Концентрация ppm	Значение (ppm CO)
Угарный газ	100	100
Окись азота	50	8
Водород	100	20
Этанол	2000	5
Ацетилен	40	80

**Таблица 2**

Время ответа T90: менее 50 сек

Рабочая температура: -10 °C ÷ 40 °C

Допустимая влажность: 20 ÷ 80 RH

Рабочее давление: 80 ÷ 1100 кПа

Питание: 12В-10%...24В+10%

Мощность: 160 мА

Время разогрева: 1 мин.

Время стабилизации: 48 ч.

Сопротивление на 12В: макс. 300 Ом

Степень защиты: IP54

Размеры: 124\*134\*67

Вес: 374 г.

## Примеси

Присутствие бензола и гексана приводит к разрешению пластикового корпуса.

Примеси как SO2, NO2, NO, H2S могут вывести сенсор из строя.

Световые индикаторы

Устройство оснащено 4 индикаторами, обозначенными на **рис.1**.

Зеленый индикатор: (**О на рис.1**)

обозначает нормальную работу сенсора с интерфейсом Modbus.

Мигающий желтый (**N на рис.1**)

обозначает ошибку сенсора с интерфейсом Modbus.

Мигающий желтый (**N на рис.1**)

обозначает не корректную работу сенсора с интерфейсом Modbus.

## **Красный (М на рис.1)**

не используется

## **Двойной красный-зеленый светодиод (F на рис.1)**

красный: сенсор находится в фазе разогрева

зеленый: нормальная работа

## **Красный (С на рис.1)**

чередующийся статус светодиода сенсора

### Перезапуск

Для перезапуска сенсора нажмите кнопку перезапуск, **P на рис.1.**

### Устранение неполадок

Проблема: Текущее показание сенсора, читаемое на блоке равно 0.

Возможная причина:

ошибка соединения сенсора и блока.

Решение:

Проверьте все соединения между сенсором и блоком контроля. Убедитесь, что крышка плотно и правильно зафиксирована, не пережимает контакты. Используйте мультиметр для определения напряжения на клеммах сенсора (+ и -).

Проблема:

Концентрация газа, замеренная сенсором и переданная на блок не соответствует необходимым параметрам.

Возможная причина:

Сенсор необходимо повторно откалибровать.

Решение

Прочтайте инструкцию в соответствующих параграфах о калибровке и поверке сенсора и выполните процедуру. Если проблема не устраняется, обратитесь к продавцу.

Возможная причина:

Фильтрующий элемент сенсора загрязнен или слишком влажный.

Решение:

Удалите загрязнение и / или следы влаги. Если проблема не устранена, обратитесь к продавцу.

Запасные части

Сменный чувствительный элемент на угарный газ (CO).

Аксессуары

Устройство (адаптер) для калибровки, которое обеспечивает правильную подачу газа на сенсор.

Обратитесь к продавцу, если необходимо.